

Pinnacle™ Zym Color

informazione sul prodotto



Tipologia:

Speciale preparazione enzimatica per una rapida estrazione del colore e dei polifenoli.

Caratteristiche:

- **Pinnacle™ Zym Color** è un enzima pectolitico concentrato granulare con attività collaterali di cellulasi e β -glucanasi, specificamente formulato per accelerare l'estrazione del colore e dei polifenoli.
- La maggiore polimerizzazione antocianina-polifenolo stabilizza il colore e ammorbidisce i tannini.
- L'uso di **Pinnacle™ Zym Color** limita le follature e i travasi evitando così tannini amari e astringenza.

Applicazione:

- Il trattamento con **Pinnacle™ Zym Color** aumenta l'estrazione e la stabilità del colore.
- **Pinnacle™ Zym Color** facilita il drenaggio, la pressatura, l'illimpidimento e la filtrazione del vino.
- **Pinnacle™ Zym Color** viene utilizzato nella macerazione e nella macerazione prefermentativa a bassa temperatura.
- **Pinnacle™ Zym Colour** è particolarmente indicato per vini rossi corposi con un profilo aromatico complesso, più strutturati e con tannini più morbidi.

Formulazione:

Pectinasi, destrina.

Istruzioni per l'uso:

Sciogliere **Pinnacle™ Zym Color** in acqua con un rapporto 1:10, aggiungere il preparato liquido il più presto possibile nella macerazione, mescolare e omogeneizzare.

Dosaggio:

3 g/100kg (applicare alle uve a basso pH una dose più elevata).

Attività:

≥ 8.000 PGU2/mg.

Condizioni di conservazione:

Conservare nella confezione originale, non aperta a temperatura inferiore a 10°C (50°F), in un ambiente asciutto e ben ventilato.

Intervallo di temperatura consigliato:

18-24°C (64-75°F).

Confezione:

Scatola da 25kg in cartone.

Durata:

Tre anni dalla data di fabbricazione.

Contesto scientifico:

Gli enzimi sono proteine e quindi molto reattivi con i tannini. Si consiglia di aggiungere **Pinnacle™ Zym Color** il più presto possibile durante la macerazione, quando la temperatura è superiore a 18°C (64°F).

Prodotto approvato per uso enologico, in conformità con il regolamento (CE) n. 606/2009 e con il codice OIV.